



CONTROL DE INFECCIÓN

**ACTICOAT™**  
Flex



**Apósito de barrera antimicrobiana para el tratamiento de heridas crónicas o agudas, compuesto por una capa de poliéster flexible poco adherente y plata nano cristalina con cristales de 15 nanómetros (nm) de tamaño, concentración de 70 a 100 partes por millón (ppm), efectividad antimicrobiana contra más de 360 patógenos y liberación sostenida de plata hasta por 7 días.**

## COMPOSICIÓN

1. Capas única: Tejido extensible 100% poliéster recubierto de plata nano cristalina con concentración de 70 a 100 partes por millón.

## CARACTERÍSTICAS

- Apósito recubierto de plata nano cristalina con concentración de 70 a 100 partes por millón.
- Liberación sostenida de plata hasta por 7 días.
- Tejido extensible 100% poliéster, comfortable.

## BENEFICIOS

- Mantiene un óptimo ambiente en el lecho de la herida para su cicatrización, permitiendo intercambio gaseoso.
- No se adhiere al lecho de la herida.
- La plata nano cristalina protege la herida de contaminación bacteriana 30 minutos después de haber sido aplicado.
- Fácil de aplicar y de remover, disminuyendo el dolor en el paciente.
- Reduce el riesgo de maceración del tejido alrededor de la herida.
- Permite que el apósito sea recortado.
- Barrera antimicrobiana de amplio espectro.
- El apósito libera plata de manera continua hasta por 7 días con una concentración de 70 a 100 ppm.
- Eficacia comprobada para la eliminación de más de 360 patógenos, incluidas bacterias Gram Positivo, Gram Negativo y 188 cepas de SARM (Staphylococcus Aureus Resistente a la Metilina)
- Reduce el riesgo de colonización, previniendo la infección y disminuyendo el tiempo al cierre de la herida.
- No se adhiere al lecho de la herida.



- Suave, minimiza el trauma durante los cambios del apósito.
- Adaptable a cualquier parte del cuerpo.
- Puede permanecer en la lesión hasta por 7 días.

## INDICACIONES TERAPÉUTICAS ACTICOAT™ FLEX 7

Está indicado en uso externo como barrera antimicrobiana en cualquier herida crónica o aguda para el control de la infección como:

- Úlceras por Presión
- Úlceras Venosas
- Pie Diabético
- Quemaduras
- Zonas donantes o receptoras de injertos
- Heridas Post-Operatorias
- Lesiones causadas por hongos
- Heridas accidentales
- Es compatible con Terapia de Presión Negativa.

## MODO DE ACCIÓN ACTICOAT™ FLEX 7

Está formado por una capa de poliéster flexible poco adherente recubierto de plata nano cristalino. Acticoat™ Flex 7 es un apósito que se adapta fácilmente al contorno del cuerpo para mantener un buen contacto con la superficie de la herida. El apósito es poco adherente, lo que ayuda a disminuir al mínimo el traumatismo causado en la herida por los cambios del apósito. La plata nano cristalina proporciona una eficaz barrera contra más de 360 patógenos.

## INSTRUCCIONES DE USO ACTICOAT™ FLEX 7

Debe aplicarse bajo supervisión médica. Utilice siempre técnicas asépticas.

### 1. Preparación

- Utilice los protocolos clínicos existentes para limpiar/desbridar la herida antes de la aplicación del apósito.
- Compruebe que la piel alrededor de la herida esté limpia, seca y libre de grasas, jabones o detergentes.
- Seleccione el apósito del tamaño y forma adecuados.
- Acticoat™ Flex 7 se debe cortar al tamaño y forma de la herida.

## 2. Frecuencia del cambio del apósito

- La frecuencia de cambio depende del tipo y condición de la herida de acuerdo al nivel de exudado. Es posible el recambio diario de Acticoat™ Flex 7 para heridas altamente exudativas.
- Cuando los niveles de exudado son bajos o medios, Acticoat™ Flex 7 puede cambiarse hasta dentro de siete días.
- Las heridas deben examinarse y tratarse en la forma apropiada, según las indicaciones del médico responsable.

## 3. Aplicación del apósito

- Humedezca Acticoat™ Flex 7 con agua inyectable y aplique el apósito de manera central sobre el lecho de la herida. En caso de exudado alto, no es necesario humedecer el apósito.
  - Si se utiliza con Terapia de Presión Negativa, el material de relleno de la herida debe humedecerse y cambiarse conforme a las instrucciones del fabricante.
  - Sin estirar el apósito, aplique Acticoat™ Flex 7 a la superficie de la herida, con cualquiera de sus caras hacia arriba, asegurando que no se formen pliegues. El apósito debe aplicarse con la dirección del estiramiento a lo largo del miembro para permitir el movimiento.
  - Aplique un apósito secundario apropiado para la fijación y control del exudado, como el apósito hidrocélular Allevyn™ o bien, siga los lineamientos locales para fijación secundaria.
4. Retirada del apósito
- Retire el apósito secundario según los protocolos clínicos existentes.
  - Levante con suavidad el apósito Acticoat™ Flex, utilizando pinzas o con las manos enguantadas.
  - Si se ha dejado secar demasiado, se puede limpiar la lesión con solución estéril para facilitar el desprendimiento.
  - Utilice los protocolos clínicos existentes para limpiar la herida y retirar el exudado remanente antes de valorar la herida o aplicar otros apósitos.

## PRESENTACIONES

Código de producto	Medida	Unidades por caja	Clave CBI
66800397	10x12.5 cm	5	060.088.0827
66800420	15x15 cm	5	060.088.0827
66800401	40x40 cm	6	060.088.0835